


Synthia

Synergetic Therapy Intelligent Aparatus



Το Synthia αποτελεί μια πλατφόρμα για σώμα και πρόσωπο.
Συνδυάζει 3 τεχνολογίες για ολιστικές θεραπείες.



RET (Resistive Energy Transfer): Αντιστατική Διαθερμία μέσω μεταφοράς υψηλόσυχνου ηλεκτρικού ρεύματος, που εστιάζει σε βαθύτερα στρώματα του σώματος. Βοηθά στην λιπόλυση, στοχεύοντας τον επίμονο λιπώδη ιστό. Επηρεάζει τους μύες, τα νεύρα και τις βαθύτερες δομές του σώματος, διεγείροντας τις συσπάσεις των μυών, προάγοντας την κυτταρική δραστηριότητα, βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος ή ενισχύοντας τη διείσδυση προϊόντων. Επιπλέον βοηθά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν την κίνηση, την αποκατάσταση και την ανακούφιση από τον πόνο.



CAT (Capacitive Energy Transfer): Χωρητική Διαθερμία μέσω μεταφοράς υψηλόσυχνου ηλεκτρικού ρεύματος, που πικεντρώνεται κυρίως στους επιφανειακούς ιστούς, συμπεριλαμβανομένου του δέρματος και των υποδόριων στρωμάτων.

Αναζωογόνηση του δέρματος: ενεργοποίηση παραγωγής κολλαγόνου, βελτίωση της αιμοκυκλοφορίας και να προώθηση της κυτταρικής αναγέννησης, με αποτέλεσμα το δέρμα να γίνει πιο σφριγηλό, πιο λείο και νεανικής εμφάνισης.

Μη Επεμβατική Διαμόρφωση του Σώματος: ενεργοποίηση μυϊκών συσπάσεων, λεμφική αποσυμφόρηση και βελτίωση τοπικού μεταβολισμού του λίπους. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της εμφάνισης της κυτταρίτιδας, στη σύσφιξη και στη βελτίωση της γενικής διαμόρφωσης του σώματος.

Βελτιωμένη Διείσδυση Προϊόντων: ενίσχυση της απορρόφησης των ενεργών συστατικών σε βαθύτερα στρώματα του δέρματος, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά τους.

Επιπλέον η CAT χρησιμοποιείται την αντιμετώπιση του πόνου, της βελτίωσης της τοπικής αιμοκυκλοφορίας και την προώθηση της επούλωσης των ιστών.



Tripolar RF με περιστροφική κεφαλή

Εξοπλισμός ενεργού, εντατικού, περιστροφικού μασάζ (MARP) και μονοπολικής ραδιοσυχνότητας (RF)
Το Synthia είναι το πρωτοποριακό μηχάνημα της Medi-Nova που συνδυάζει δύο τεχνολογίες σε ένα μηχάνημα:

- (MARP) Ενεργό, βαθύ, περιστροφικό μασάζ
- (RF) Μονοπολική ραδιοσυχνότητα (Resistive)

Στα οφέλη του εντατικού περιστροφικού μασάζ, το Synthia προσθέτει τη θεραπεία με ραδιοσυχνότητα αντίστασης (Resistive).

Ενισχύει την αποτελεσματικότητα του περιστροφικού μασάζ Δημιουργεί εφέ “τεντώματος” και αναδιαμόρφωσης.

Πλεονεκτήματα:

- ✓ Καταστρέφει το λιπώδη ιστό
- ✓ Ενεργοποιεί το μεταβολισμό των κυττάρων
- ✓ Αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης
- ✓ Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και του λεμφικού συστήματος
- ✓ Παράγει ένα χαλαρωτικό και αποσυμφορητικό αποτέλεσμα



Μονοπολική Ραδιοσυχνότητα (RF)


ΑΘΕΡΜΙΑ



**BIOESTIMULATION
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ**

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΜΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΑΣΗ



**VASCULARIZATION
ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΑΓΓΕΙΩΝ**


**ΡΟΗ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ**

ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ



**HYPERACTIVATION
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΩΝ
ΜΕΙΩΣΗ ΛΙΠΟΥΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ**

3 Επίπεδα λειτουργιών





ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ενεργοποιεί τους ινοβλάστες που διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό τους και τη σύνθεση νέων ινών κολλαγόνου, ελαστίνης και υαλουρονικού οξέος. Το δέρμα ανακτά την ελαστικότητα και την πυκνότητά του.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΥΩΝ

Ενεργοποιεί τους μυοϊνοβλάστες (εξειδικευμένοι ινοβλάστες μυϊκών ιστών) προκαλώντας τη σύνθεση νέων ινών μυσίνης και ακτίνης, δομικών και θεμελιωδών πρωτεϊνών της συστολής των μυών. Βελτιώνει και διατηρεί τον μυϊκό τόνο και τη σφριγηλότητα.



ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΓΕΙΩΝ

Αυξάνει την περιφερειακή ροή του αίματος και βελτιώνει την οξυγόνωση των ιστών. Βελτιώνει τη φλεβική και λεμφική κυκλοφορία.

Πλεονεκτήματα Synthia

Διπλό κύμα:

Συχνότητες 448 khz (448.000 δονήσεις το δευτερόλεπτο) και 20khz (20.000 δονήσεις το δευτερόλεπτο)
Διείσδυση στους εν τω βάθει ιστούς, θέρμανση από μέσα προς τα έξω.

Υψηλή ισχύς που φτάνει τα 2.000W.

Περιστροφική κεφαλή RF με 3 πόλους

Συνδυάζει ενεργό, βαθύ, περιστροφικό μασάζ και υψηλής ισχύος μονοπολική ραδιοσυχνότητα για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη θεραπεία.

Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας

Ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θερμοκρασία του σώματος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | |
|--------------------|--|
| Τεχνολογίες | CAT • RET • RF |
| Συχνότητες | 448KHz+20KHz |
| Περιοχές θεραπείας | Πρόσωπο, Σώμα |
| Τάση | •110V 25A 60Hz •220V 15A 50Hz |
| Κεφαλές | CAT κεφαλή με 3 διαφορετικά μεγέθη RET κεφαλή με 3 διαφορετικά μεγέθη RF κεφαλή-MARP |
| Μέγιστη ισχύς | 2000W |
| Καθαρό βάρος | 39kg |
| Διαστάσεις | 906mm x 445mm x 396mm |

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

DERMACON

Δελφών 5, Χαλάνδρι ΤΚ15233

T. 2106777540 E. dermacon@dermacon.gr